

Toilettensitzerhöhung TSE 150

Art. Nr.: 5201000



- Zwei Hygieneaussparungen und Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Technische Daten

Artikelnummer	5201000	Öffnung Breite	23 cm
HMV-Nr.	33.40.01.3023	Öffnung Länge	25 cm
Farbe	weiß	Breite zwischen den Armlehnen	48 cm
Höhenverstellung	6.5 / 10 / 13.5 cm	Gesamtgewicht	5,7 kg
Gesamtbreite	56 cm	Max. Belastung	150 kg
Gesamtlänge	48.5 cm	VPE Pal.	32 Pal.
Gesamthöhe	41 cm	VPE Stk.	4 Stk.