

# Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/10

Art. Nr.: 523400000



- Erhöht den WC-Sitz um 10 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneausparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

## Technische Daten

Artikelnummer	523400000
HMV-Nr.	33.40.01.0100
Farbe	weiß
Höhe vorne	10 cm
Höhe hinten	14,6 cm
Gesamtbreite	39 cm
Gesamtlänge	39 cm

Öffnung Breite	21,5 cm
Öffnung Länge	28,5 cm
Gesamtgewicht	1,35 kg
Max. Belastung	225 kg
VPE Pal.	80 Pal.
VPE Stk.	8 Stk.