

# Toilettenstuhl TS 130

Art. Nr.: 530100100



- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Große, weiche Sitzfläche und Rückenlehne für mehr Komfort
- Sitzbrille und Auflage hochklappbar und abnehmbar
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Sechsfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Polsternähte unten versiegelt
- Gepolsterte Armauflagen
- Einfach zu reinigen

## Technische Daten

|               |                |                         |            |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|
| Artikelnummer | 530100100      | Sitzhöhenverstellstufen | 6          |
| HMV-Nr.       | 33.40.04.0016  | Rahmenhöhe              | 35 - 50 cm |
| Gesamtbreite  | 58 / 62 cm     | Rückenlehnenhöhe        | 36 cm      |
| Gesamtlänge   | 57 cm          | Gesamtgewicht           | 8,5 kg     |
| Gesamthöhe    | 83,5 - 98,5 cm | Max. Belastung          | 130 kg     |
| Sitzbreite    | 43 cm          | VPE Pal.                | 16 Pal.    |
| Sitztiefe     | 46 cm          | VPE Stk.                | 2 Stk.     |
| Sitzhöhe      | 50 - 64 cm     |                         |            |

# Toilettenstuhl TS 130

Art. Nr.: 530100100

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



**Eimer mit Deckel**

Art. Nr.:530100090



**Sitzbrille für TS 130**

Art. Nr.:530100112



**Sitzauflage für TSE 130**

Art. Nr.:530100120