

# Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24

Art. Nr.: 530500100



- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mehr Mobilität und Eigenständigkeit
- Mit großen 24"-Antriebsrädern und Greifreifen
- Inklusive 4 x 5"-Rädern
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen
- Vierfache Sitzhöhenverstellung

## Technische Daten

Artikelnummer	530500100	Sitzhöhe	50 - 57.5 cm
HMV-Nr.	18.46.01.0017	Sitzhöhenverstellstufen	4
Farbe	grau	Rückenlehnenhöhe	43 cm
Gesamtbreite	69 cm	Überfahrbare Höhe	41.5 - 49 cm
Gesamtlänge	112 cm	Fußstützen Länge	32 - 42 cm
Gesamthöhe	97 - 104,5 cm	Gesamtgewicht	20 kg
Sitzbreite	44 cm	Max. Belastung	130 kg
Sitztiefe	43 cm	VPE Pal.	6 Pal.

# Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24

Art. Nr.: 530500100

## Zubehör



**Eimer mit Deckel**

Art. Nr.:530100090



**Kopfstütze für DuoMotion & DuoMotion XL**

Art. Nr.:530500318