

Duschhocker Delphi 2 Plus

Art. Nr.: 540300000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Mit 2 Hygienöffnungen für die komfortable Körperpflege
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Technische Daten

Artikelnummer	540300000
Farbe	weiß
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm

Sitzhöhenverstellstufen	3
Gesamtgewicht	1,6 kg
Gewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg
VPE Pal.	80 Pal.
VPE Stk.	10 Stk.