

Duschstuhl DSF 130

Art. Nr.: 550200100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Platzsparend faltbar
- Mit Arm- und Rückenlehne
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Bequem, sicher und stabil
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	550200100
HMV-Nr.	04.40.03.2021
Farbe	weiß
Gesamtbreite	52 - 53 cm
Gesamthöhe	90 - 100 cm
Gesamttiefe	56 - 58 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	46 - 41 cm

Sitzhöhe	42 - 48 cm
Sitzhöhenverstellstufen	5
Rückenlehnenhöhe	48 cm
Gesamtgewicht	3,8 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	20 Pal.
VPE Stk.	2 Stk.