

Duschhocker DS 130

Art. Nr.: 550200200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	550200200
HMV-Nr.	04.40.03.1021
Farbe	weiß
Gesamtbreite	53 - 54 cm
Gesamthöhe	62 - 72 cm
Gesamttiefe	55 - 57 cm
Sitzbreite	41 cm

Sitztiefe	41 cm
Sitzhöhe	42 - 52 cm
Sitzhöhenverstellstufen	5
Gesamtgewicht	2,8 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	24 Pal.
VPE Stk.	2 Stk.