

# Badewannensitz Bob

Art. Nr.: 550400200



- Zum Auflegen auf den Badewannenrand
- Macht das Baden bequemer und sicherer
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Einfach zu reinigen

## Technische Daten

Artikelnummer	550400200
HMV-Nr.	04.40.02.2011
Farbe	weiß
Gesamtbreite	74 - 85 cm
Gesamttiefe	46 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	41 cm

Verstellbereich (Wannenbreite innen)	45.5 - 57.5 cm
Rückenlehnenhöhe	36 cm
Gesamtgewicht	3,1 kg
Max. Belastung	120 kg
VPE Pal.	32 Pal.
VPE Stk.	4 Stk.