

Duschstuhl Duro KD

Art. Nr.: 550500950

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Bequem, sicher, stabil, zerlegbar
- Einfach zu transportieren und zu verstauen
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern und Tragegriffen
- Geringes Eigengewicht
- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	550500950
Farbe	weiß
Gesamtbreite	53 cm
Gesamthöhe	71 - 81 cm
Gesamttiefe	52 - 56 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitztiefe	30 cm

Sitzhöhe	42 - 52 cm
Sitzhöhenverstellstufen	5
Gesamtgewicht	2,9 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	54 Pal.
VPE Stk.	6 Stk.