

Badewannendrehstuhl BES 120

Art. Nr.: 550600200



- Macht das Ein- und Aussteigen bequemer und sicherer
- Um 360° komfortabel in vier Stufen drehbar
- Automatische Arretierung bei 90°
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Fixierung durch Stellschrauben mit Endkappen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	550600200
HMV-Nr.	04.40.02.3020
Farbe	weiß
Gesamtbreite	74 - 79 cm
Gesamthöhe	59 cm
Gesamttiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	40 cm

Sitzverstellung	4 x 90°
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	58 - 63 cm
Rückenlehnenhöhe	46 cm
Gesamtgewicht	4,3 kg
Max. Belastung	120 kg
VPE Pal.	24 Pal.
VPE Stk.	2 Stk.