

# Gehgestell Gecko reziprok

Art. Nr.: 700100200

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Reziprokes Gehgestell aus Aluminium
- Durch Gelenke ist das Gehgestell beweglich und bietet dem Nutzer zwei Stützbeine
- Ideal für das sichere Gehtraining
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich

## Technische Daten

Artikelnummer	700100200
HMV-Nr.	10.46.01.1014
Farbe	silber
Gesamtbreite	52 cm
Gesamtlänge	45.5 cm
Gesamthöhe	79,5 - 97 cm
Breite zwischen Handgriffen	43 cm
Breite zwischen den Standbeinen hinten	52 cm

Breite zwischen den Standbeinen vorne	49 cm
Faltmaß Breite	54 cm
Faltmaß Höhe	83 cm
Faltmaß Tiefe	12 cm
Gesamtgewicht	2,7 kg
Max. Belastung	100 kg
VPE Pal.	48 Pal.
VPE Stk.	4 Stk.