

# Duschstuhl DS 250

Art. Nr.: 771100200



- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr
- Einfach zu reinigen

## Technische Daten

Artikelnummer	771100200
Farbe	weiß
Gesamtbreite	53,5 - 57 cm
Gesamthöhe	73,5 - 83,5 cm
Sitzbreite	43 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzhöhe	41 - 51 cm

Sitzhöhenverstellstufen	5
Gesamtgewicht	4,5 kg
Gewicht	4,5 kg
Max. Belastung	250 kg
VPE Pal.	8 Pal.
VPE Stk.	1 Stk.