MED AIRE FlexWave

Art. Nr.: 820000300





Das Matratzenersatz-System kombiniert flexible
Benutzereinstellungen mit höchstem Komfort. Zugelassen für
Nutzergewicht von 20?kg bis 200?kg bietet das MED AIRE
FlexWave System variable Wechselzyklen und ist dank der
Pflege-, Sitz- und Statikfunktion individuell einsetzbar. Die
automatische Zelldruckanpassung reagiert auf
Lageveränderungen des Patienten, das Cell-on-Cell Design
ersetzt die Notwendigkeit einer Schaumstoffbasis für dauerhaften
Liegekomfort.

- Sitz- & Pflegefunktion und statische Weichlagerung
- Variabel einstellbarer Wechselzyklus von 10 bis 25 Minuten
- Automatische Zelldruckanpassung bei Lageveränderung des Patienten
- Manuelle Gewichtseinstellung möglich
- Mit intelligenter Start-Stopp-Automatik
- Automatische Tastensperre nach 30 Sekunden
- Bi-elastischer, abgesteppter und atmungsaktiver Bezug
- Schnelle Reparatur der Matratze, da Luftzellen einzeln austauschbar
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)

Wichtig

*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können!

Technische Daten

Artikelnummer	820000300
HMV-Nr.	11.29.08.3007
Gesamtbreite	88 cm
Gesamtlänge	200 cm

Gesamthöhe	20 cm
Nutzergewicht	20 - 200 kg
Gesamtgewicht	3,9 kg
Max. Belastung	200 kg