



- Montage mit Schwerlastöse
- Die Adapter garantieren das schnelle Verankern eines Rollstuhl im Kfz
- Der Kraftknoten stabilisiert den Rollstuhl entscheidend in seiner Konstruktion, z. B. bei Auffahrunfällen
- Fehlbedienungen beim Verankern des Rollstuhl sind ausgeschlossen
- Der Beckengurt gehört fest zum Adapter und ist somit bereits vor Fahrtantritt anatomisch richtig angelegt
- Ein Schultersträggurt kann angelegt werden
- Eine Rollstuhlkopfstütze ist möglich
- Vorteile bei der Montage mit Schwerlastöse sind zum einen die größere Kraftreserve nach oben und die höhere Flexibilität bei der Nutzung der unterschiedlichen Gurtsysteme

Technische Daten

Artikelnummer	900100781
Trommelbremse	No

Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm