

Standard-Rollstuhl Rotec

Art. Nr.: 900150200



- Einfache Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Beinlänge stufenlos einstellbar (39 - 48 cm)
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- Acht Sitzbreiten erhältlich
- Schiebegriffhöhe vierfach einstellbar von 94 auf 101,5 cm
- Sitzhöhereinstellung von 51 bis 56 cm dreistufig möglich
- Oberflächen pulverbeschichtet
- Greifreifen und Beinstützen verchromt
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- Hochschwenkbare Aluminiumfußplatten mit Fersenbändern
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 1 3/8" Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Verstärkte 24"-Antriebsräder
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Standard-Rollstuhl Rotec

Art. Nr.: 900150200



Artikelnummer	900150200
HMV-Nr.	18.50.02.0118
Farbe	schwarz-grau
Trommelbremse	Yes
Gesamtbreite	62,5 cm
Gesamtlänge	106 cm
Gesamthöhe	95 - 102 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	43 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Sitzhöhenverstellstufen	3

Rückenlehnenhöhe	42.5 - 50 cm
Höhe Armlehnen	23 cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Winkel der Fußplatte	32 °
Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Maße Vorderrad	200 x 5 cm
Faltmaß Breite	30,5 cm
Gesamtgewicht	22,4 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Zubehör




Kraftknotensystem Prosafe

Art. Nr.:900100783




Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen

Art. Nr.:900300100




Bremshebel-Verlängerung

Art. Nr.:900300110



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300170




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300171



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Beckengurt L

Art. Nr.:900300320



Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel

Art. Nr.:900300340




Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



Rollstuhl Einhandantrieb universal f. Selbstfahrer

Art. Nr.:900100778



Sitzkissen

Art. Nr.:900300270