

Standard-Rollstuhl Rotec

Art. Nr.: 900150400



- Einfache Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Beinlänge stufenlos einstellbar (39 - 48 cm)
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- Acht Sitzbreiten erhältlich
- Schiebegriffhöhe vierfach einstellbar von 94 auf 101,5 cm
- SitzhöhenEinstellung von 51 bis 56 cm dreistufig möglich
- Oberflächen pulverbeschichtet
- Greifreifen und Beinstützen verchromt
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- Hochschwenkbare Aluminiumfußplatten mit Fersenbändern
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 1 3/8" Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Verstärkte 24"-Antriebsräder
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Standard-Rollstuhl Rotec

Art. Nr.: 900150400



Artikelnummer	900150400	Rückenlehnenhöhe	42.5 - 50 cm
HMV-Nr.	18.50.02.0118	Höhe Armlehnen	23 cm
Farbe	schwarz-grau	Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Trommelbremse	Yes	Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Gesamtbreite	67,5 cm	Winkel der Fußplatte	32 °
Gesamtlänge	106 cm	Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Gesamthöhe	95 - 102 cm	Maße Vorderrad	200 x 5 cm
Sitzbreite	45 cm	Faltmaß Breite	30,5 cm
Sitztiefe	43 cm	Gesamtgewicht	22,6 kg
Sitzhöhe	51 - 56 cm	Max. Belastung	125 kg
Sitzhöhenverstellstufen	3	VPE Pal.	8 Pal.

Zubehör



Kraftknotensystem Prosafe

Art. Nr.:900100783




Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen

Art. Nr.:900300100




Bremshebel-Verlängerung

Art. Nr.:900300110



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300170




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300171



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Beckengurt L

Art. Nr.:900300320



Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel

Art. Nr.:900300340



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



Rollstuhl Einhandantrieb universal f. Selbstfahrer

Art. Nr.:900100778