

# Standard-Rollstuhl Rotec XL

Art. Nr.: 900150900



- Einfache und stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Dreifache Sitzhöhereinstellung in Standardausführung von 51 cm bis 56 cm für maximalen Komfort
- Beinlänge stufenlos einstellbar (39 - 48 cm)
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung ist möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- In drei Sitzbreiten erhältlich: 51, 56 und 61 cm
- Handgriffe für den Begleiter sind höhenverstellbar
- Mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit
- Serienmäßige Steckachse
- Mit Trommelbremse optional erhältlich

## Technische Daten

Artikelnummer	900150900
HMV-Nr.	18.50.02.3037
Farbe	schwarz-grau
Trommelbremse	Yes
Gesamtbreite	78 cm
Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	95 - 107.5 cm
Sitzbreite	56 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Rückenlehnenhöhe	43.5 - 50 cm

Höhe Armlehnen	23 cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Winkel der Fußplatte	32 °
Maße Treibrad	24" 1 3/8"
Maße Vorderrad	200 x 50 cm
Faltmaß Breite	30 cm
Gesamtgewicht	23 kg
Max. Belastung	190 kg
VPE Pal.	8 Pal.

# Standard-Rollstuhl Rotec XL

Art. Nr.: 900150900

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



**Beckengurt L-XL**

Art. Nr.:900300321



**Bremshebel-Verlängerung**

Art. Nr.:900300110



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300180



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300190



**Stockhalter**

Art. Nr.:900300311



**Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel**

Art. Nr.:900300340



**Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle**

Art. Nr.:900300350



**Therapietisch Universal**

Art. Nr.:900300309



**Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen**

Art. Nr.:900300101