

# Leichtgewichtrollstuhl Freetec

Art. Nr.: 900550500



- Einfache und stufenlose Verstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Sturzeinstellung der Vordergabel
- Fußplatten von 0 bis 32 Grad in fünf Stufen einstellbar
- Radstandverlängerung möglich
- In acht Sitzbreiten erhältlich
- Schiebegriffhöhe vierfach einstellbar
- Rückenbezug in der Tiefe und Höhe anpassbar
- Armauflage im Innenteil durch Stahleinlage verstärkt für noch höhere Stabilität
- Fersenbänder geben zusätzlichen Halt
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 1 3/8" Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Dreifache Sitzhöhereinstellung in Standardausführung von 45 cm bis 50 cm für maximalen Komfort
- Beinlänge stufenlos einstellbar
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

## Technische Daten

# Leichtgewichtrollstuhl Freetec

Art. Nr.: 900550500



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer           | 900550500     |
| HMV-Nr.                 | 18.50.02.2112 |
| Farbe                   | schwarz-grau  |
| Trommelbremse           | Yes           |
| Gesamtbreite            | 68,5 cm       |
| Gesamtlänge             | 103 cm        |
| Gesamthöhe              | 92 - 99.5 cm  |
| Sitzbreite              | 48 cm         |
| Sitztiefe               | 43 - 50 cm    |
| Sitzhöhe                | 45 - 50 cm    |
| Sitzhöhenverstellstufen | 4             |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Rückenlehnenhöhe              | 38.5 - 46 cm   |
| Höhe Armlehnen                | 21,5 cm        |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm           |
| Fußstützen Länge              | 34.5 - 48.5 cm |
| Maße Treibrad                 | 24" x 1 3/8"   |
| Maße Vorderrad                | 200 x 5 cm     |
| Faltmaß Breite                | 30,5 cm        |
| Gesamtgewicht                 | 18,6 kg        |
| Max. Belastung                | 125 kg         |
| VPE Pal.                      | 8 Pal.         |

## Zubehör




**Kraftknotensystem Prosafe**

Art. Nr.:900100783




**Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen**

Art. Nr.:900300100




**Bremshebel-Verlängerung**

Art. Nr.:900300110



**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300170




**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300171



**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300172



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300180



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300190



**Stockhalter**

Art. Nr.:900300311



**Beckengurt L**

Art. Nr.:900300320



**Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel**

Art. Nr.:900300340



**Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle**

Art. Nr.:900300350



**Radstandsverlängerung Adapterblock Freetec**

Art. Nr.:900300360



**Rollstuhl Einhandantrieb universal f. Selbstfahrer**

Art. Nr.:900100778

# Leichtgewichtrollstuhl Freetec

Art. Nr.: 900550500



## Sitzkissen

Art. Nr.:900300272