

Leichtgewichtrollstuhl Freetec

Art. Nr.: 900550800

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Einfache und stufenlose Verstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Sturzeinstellung der Vordergabel
- Fußplatten von 0 bis 32 Grad in fünf Stufen einstellbar
- Radstandverlängerung möglich
- In acht Sitzbreiten erhältlich
- Schiebegriffhöhe vierfach einstellbar
- Rückenbezug in der Tiefe und Höhe anpassbar
- Armauflage im Innenteil durch Stahleinlage verstärkt für noch höhere Stabilität
- Fersenbänder geben zusätzlichen Halt
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 1 3/8" Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Dreifache Sitzhöhereinstellung in Standardausführung von 45 cm bis 50 cm für maximalen Komfort
- Beinlänge stufenlos einstellbar
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Leichtgewichtrollstuhl Freetec

Art. Nr.: 900550800



Artikelnummer	900550800
HMV-Nr.	18.50.02.2112
Farbe	schwarz-grau
Trommelbremse	Yes
Gesamtbreite	75,5 cm
Gesamtlänge	103 cm
Gesamthöhe	92 - 99,5 cm
Sitzbreite	54 cm
Sitztiefe	43 - 50 cm
Sitzhöhe	45 - 50 cm
Sitzhöhenverstellstufen	4

Rückenlehnenhöhe	38,5 - 46 cm
Höhe Armlehnen	21,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	34,5 - 48,5 cm
Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Maße Vorderrad	200 x 5 cm
Faltmaß Breite	30,5 cm
Gesamtgewicht	19,2 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Zubehör



Kraftknotensystem Prosafe

Art. Nr.:900100783



Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen

Art. Nr.:900300100




Bremshebel-Verlängerung

Art. Nr.:900300110



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300170




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300171



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190




Therapietisch für Rotec/Freetec

Art. Nr.:900300306



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Beckengurt L

Art. Nr.:900300320



Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel

Art. Nr.:900300340



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



Radstandsverlängerung Adapterblock Freetec

Art. Nr.:900300360


Leichtgewichtrollstuhl Freetec

Art. Nr.: 900550800



Rollstuhl Einhandantrieb universal f. Selbstfahrer

Art. Nr.:900100778



Sitzkissen

Art. Nr.:900300272