Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900950200





- Winkelverstellbare Sitzeinheit stufenlos durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Winkelverstellbare ergonomisch geformte Rückenlehne stufenlos unabhängig von der Sitzeinheit durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Sitztiefeneinstellung stufenlos
- Besonders geformte Oberflächenstruktur, optimale Druckverteilung und stabile Positionierung des Nutzers
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Beinstützen hochschwenkbar mit Knie- und Wadenpolstern (in Höhe und Tiefe verstellbar)
- Fußplatten winkeleinstellbar mit Fersenband
- Serienmäßig mit Antikipp-Stützen (in der Höhe verstellbar) und Kopfstütze (optimal verstellbar in Höhe und Neigung)
- Antriebsräder 24" mit Steckachse pannensicher PU mit verchromten Greifreifen
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Zubehör: Abduktionskeil, Seitenpelotten, Therapietisch, Adapterplatten zur Sitzverbreiterung und Adapter Set für Schiebehilfe PowerStroll
- Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.07.2033
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Multifunktions-Rollstuhl Multitec





Art. Nr.: 900950200

Artikelnummer	900950200
HMV-Nr.	18.50.02.7058
Farbe	schwarz-grau
Trommelbremse	No
Gesamtbreite	65 cm
Gesamtlänge	112 - 152 cm
Gesamthöhe	97 - 114 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	42 - 48 cm
Sitzhöhe	- 45 cm
	-1 - 19 °
Rückenlehnenhöhe	51 - 65 cm

Rückenlehnenwinkel	-3 - 36 °
Höhe Armlehnen Verstellstufen	3
Höhe Armlehnen	17 - 20.5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	40 - 60 cm
Maße Treibrad	24"
Maße Vorderrad	190 cm
Gesamtgewicht	32 kg
Gewicht	32 kg
Max. Belastung	135 kg
VPE Pal.	3 Pal.

Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900950200



Zubehör



Beckengurt L-XL

Art. Nr.:900300321



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300170



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300171



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Thermo-Rollstuhlkissen

Art. Nr.:RT-CU009



Handmuff

Art. Nr.:RT-Handmuff



Abduktionskeil

Art. Nr.:900600902



Seitenpelotten (Paar)

Art. Nr.:900600900



Therapietisch

Art. Nr.:900600901

Multifunktions-Rollstuhl Multitec


Art. Nr.: 900950200





Adapter Set für PowerStroll

Art. Nr.:900600910



Multitec Zubehör Paket

Art. Nr.:900600903



Adapterplatte für Armlehnenverbreiterung

Art. Nr.:900900901



Sitzkissen

Art. Nr.:900300271