

Transportstuhl Expedition Plus

Art. Nr.: EXP002BL



- Leicht, wendig und faltbar
- Geringes Eigengewicht erleichtert den Transport
- Inklusive Ankipphilfe
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Rückenlehne abklappbar zum platzsparenden Verstauen
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzfläche aus abwaschbarem Nylon
- Wegschwenkbare und abnehmbare Beinstütze
- Fußplatten hochschwenkbar
- Extragroße 8 Zoll- Lenkräder
- Inklusive Beckengurt

Technische Daten

Artikelnummer	EXP002BL
Farbe	schwarz-blau
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	93 cm
Gesamthöhe	96 cm
Sitzbreite	42 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	- 49 cm

Lenkräder	8"
Faltmaß Höhe	75,5 cm
Faltmaß Breite	25 cm
Faltmaß Länge	68 cm
Gesamtgewicht	12 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	8 Pal.