

# Kinderrollstuhl Viper

Art. Nr.: L412DDA-ELR

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Aktivität und Mobilität werden verbessert
- Ideal für die kurzzeitige Nutzung geeignet
- Leicht, schmal und wendig
- In zwei Sitzbreiten erhältlich: 30,5 cm und 35,5 cm
- Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten
- Beiden Fußrasten lassen sich mit einem Handgriff wegschwenken oder abnehmen
- Die Armlehnen sind weich gepolstert und lassen sich nach hinten abschwenken
- Der Viper ist mit wenigen Handgriffen faltbar und kann bequem im Auto verstaut werden

## Technische Daten

Artikelnummer	L412DDA-ELR
Farbe	schwarz-silber
Trommelbremse	No
Größe	S
Gesamtbreite	50 cm
Gesamtlänge	94.5 cm
Gesamthöhe	80.5 cm

Sitzbreite	30.5 cm
Sitztiefe	30.5 cm
Sitzhöhe	- 39.5 cm
Gesamtgewicht	13 kg
Max. Belastung	90 kg
VPE Pal.	6 Pal.