

Vierfußgehhilfe M

Art. Nr.: WS016

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Die Vierfußgehhilfe bietet maximale Sicherheit und sorgt für einen optimalen Stand
- Der ergonomisch ausgeführte Greifbereich liegt bequem und sicher in der Hand
- In der Höhe individuell auf den Nutzer einstellbar
- Der Griff überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung

Technische Daten

Artikelnummer	WS016
Farbe	silber
Griffhöhe	70 - 95 cm
Gesamtgewicht	750 g

Gewicht	750 g
Max. Belastung	115 kg
VPE Stk.	4 Stk.