

Zuurstofconcentrator 1025KS 10 liter

Art. nr.: 1025KS

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Stationaire 10L-zuurstofconcentrator
- Zuurstofconcentratie tot 96 % in het bereik van 2 - 10 l/min
- Geïntegreerde OSD®-sensor voor continue meting van de zuurstofconcentratie
- Optisch en akoestisch alarm bij te lage zuurstofconcentratie, stroomuitval, geblokkeerde zuurstofuitlaat of storing in het apparaat
- Etiket met algemeen begrijpelijke symbolen en LED-lampjes aan voorzijde
- Extra zuurstofuitlaat aan de achterzijde van het apparaat; in combinatie met een optionele houder dient deze voor gebruik van alle gangbare vulstations
- Zuurstofuitlaat is voorzien van brandveiligheidsadapter
- Meerdere testgangen bij zeer hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid met succes doorlopen
- Gemaakt in de USA

Technische gegevens

Artikelnummer	1025KS
Totale breedte	34.2 cm
Totale hoogte	62.2 cm
Totale diepte	30.4 cm
Stroombereik	2 - 10 l/min

zuurstofconcentratie	87% - 96%
Bedrijfsspanning	50 Hz
Totaal gewicht	19 kg
Verpakkingseenheid	18 Pal.

Zuurstofconcentrator 1025KS 10 liter

Art. nr.: 1025KS



Accessoires



Firesafe™ MKII-terugslagklep

Art. nr.:827-2001x20