

Toiletverhoger Ticco 2G/10

Art. nr.: 523400000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Verhoogt de toiletzitting met 10 cm
- Ergonomische vormgeving
- Maximale opening met twee hygiëne-uitsparingen
- Greepkom in deksel vergemakkelijkt het openen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Fixeerklemmen zorgen voor perfecte grip
- Glad oppervlak voor optimale reiniging en desinfectie
- Licht gewicht met maximaal draagvermogen
- Levering in praktische meeneemverpakking

Technische gegevens

Artikelnummer	523400000
Kleur	wit
Hoogte voor	10 cm
Hoogte achter	14,6 cm
Totale breedte	39 cm
Totale lengte	39 cm

Opening breedte	21,5 cm
Opening lengte	28,5 cm
Totaal gewicht	1,35 kg
Max. belasting	225 kg
Verpakkingseenheid	8 Stk.