

# Douche-toiletrolstoel ?Aston?

Art. nr.: 530400200



- Standaard van voren open softzitting
- Inclusief afdekking van de hygiëne-uitsparing
- Topkwaliteit door gepoedercoat aluminium
- Standaardemmer in gangbare uitvoering
- Opklapbare armleuningen
- Zwenkbare en afneembare voetsteunen
- Opklapbare voetplaten met hoekverstelling
- Zithoogteverstelling
- Overrijdbare hoogte 51 cm

## Technische gegevens

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer  | 530400200     |
| Kleur          | wit-blauw     |
| Totale breedte | 55 cm         |
| Totale lengte  | 90 cm         |
| Totale hoogte  | 99,5 - 102 cm |
| Sitzbreite     | 46 cm         |
| Zitdiepte      | 42 cm         |
| Zithoogte      | 51 / 56 cm    |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Zithoogte verstelling in stappen | 2          |
| Opening breedte                  | 20 cm      |
| Opening lengte                   | 26 cm      |
| Drempel hoogte                   | 51 cm      |
| lengte verstelling voetplaat     | 32 - 50 cm |
| Totaal gewicht                   | 13,4 kg    |
| Max. belasting                   | 160 kg     |
| Verpakkingseenheid               | 8 Pal.     |