

Douche-toiletrolstoel DuoMotion

Art. nr.: 530500200



- Standaard van voren open softzitting
- Inclusief afdekking van de hygiëne-uitsparing
- Topkwaliteit door gepoedercoat aluminium
- Standaardemmer in gangbare uitvoering
- Machinaal reinigbare rugaanpassing met snelsluitingen
- Opklapbare armleuningen
- Opklapbare, zwenkbare en afneembare voetsteunen met hielband
- Zithoogteverstelling in vier standen
- Eenvoudig en snel uit te breiden met 24"-aandrijfwielen met steekassen en remmen

Technische gegevens

Artikelnummer	530500200
Kleur	grijs
Totale breedte	56.5 cm
Totale lengte	95 cm
Totale hoogte	95,5 - 103 cm
Sitzbreite	44 cm
Zitdiepte	43 cm
Zithoogte	50 - 57.5 cm

Zithoogte verstelling in stappen	4
Rugleuninghoogte	43 cm
Drempel hoogte	41.5 - 49 cm
lengte verstelling voetplaat	32 - 42 cm
Totaal gewicht	14 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	6 Pal.

Douche-toiletrolstoel DuoMotion

Art. nr.: 530500200



Accessoires



Uitbreidingsset voor 24-aandrijfwielen

Art. nr.: 530500300



Emmer met deksel

Art. nr.: 530100090



Hoofdsteun voor DuoMotion & DuoMotion XL

Art. nr.: 530500318