

Douche-toiletrolstoel DuoMotion XL

Art. nr.: 530500500



- Extra dwarsstang zorgt voor maximale stabiliteit
- Standaard van voren open softzitting
- Inclusief afdekking van de hygiëne-uitsparing
- Topkwaliteit door gepoedercoat aluminium
- Standaarddemmer in gangbare uitvoering
- Machinaal reinigbare rugaanpassing met snelsluitingen
- Opklapbare armleuningen
- Opklapbare, zwenkbare en afneembare voetsteunen met hielband
- Zithoogteverstelling in vier standen

Technische gegevens

Artikelnummer	530500500
Kleur	grijs
Totale breedte	67.5 cm
Totale lengte	102 cm
Totale hoogte	95 - 102.5 cm
Sitzbreite	56 cm
Zitdiepte	45 cm
Zithoogte	50 - 57.5 cm

Zithoogte verstelling in stappen	4
Rugleuninghoogte	36.5 cm
Drempel hoogte	41.5 - 49 cm
lengte verstelling voetplaat	39 - 49 cm
Totaal gewicht	16,8 kg
Max. belasting	200 kg
Verpakkingseenheid	6 Pal.


Douche-toiletrolstoel DuoMotion XL

Art. nr.: 530500500

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Uitbreidingsset voor 24-aandrijfwielen

Art. nr.:530500300



Emmer met deksel

Art. nr.:530100090



Hoofdsteun voor DuoMotion & DuoMotion XL

Art. nr.:530500318