

Douchestoel DSF 130

Art. nr.: 550200100



- Plaatsbesparend door vouwmechanisme
- Met arm- en rugleuning
- Grote zitting met afwateringsopeningen
- Hygiëne-uitsparing vergemakkelijkt intieme verzorging
- Makkelijk, veilig en stabiel
- Zithoogteverstelling in vijf standen door uitschuifbare poten
- Veilige stand door rubberen voetjes
- Gepoedercoat aluminium frame
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	550200100
Kleur	wit
Totale breedte	52 - 53 cm
Totale hoogte	90 - 100 cm
Totale diepte	56 - 58 cm
Sitzbreite	41 cm
Zitdiepte	46 - 41 cm

Zithoogte	42 - 48 cm
Zithoogte verstelling in stappen	5
Rugleuninghoogte	48 cm
Totaal gewicht	3,8 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	2 Stk.