

Douchekruk Delta 150

Art. nr.: 550300100



- Heel licht en plaatsbesparend
- Veilig en stabiel
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Gestructureerd oppervlak zorgt voor veilige grip
- Zithoogteverstelling in zeven standen voor uitschuifbare poten
- Veilige stand door rubberen voetjes
- Poten van geanodiseerd aluminium profiel
- Drainageopeningen
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	550300100
Kleur	wit
Totale breedte	44 cm
Totale lengte	44 cm
Totale hoogte	59 cm
Diameter zitting	37 cm

Zithoogte	44 - 59 cm
Zithoogte verstelling in stappen	7
Totaal gewicht	1,7 kg
Max. belasting	150 kg
Verpakkingseenheid	4 Stk.