

Badzitting Bob

Art. nr.: 550400200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Wordt op de rand van de badkuip gelegd
- Maakt het baden makkelijker en veiliger
- Gepoedercoat aluminium frame
- Past in alle standaardbadkuipen
- Comfortabele slipvaste zitting met hygiëne-uitsparing
- Steunbeugel met antislip rubberen doppen
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	550400200
Kleur	wit
Totale breedte	74 - 85 cm
Totale diepte	46 cm
Sitzbreite	41 cm
Zitdiepte	41 cm

Instel bereik	45.5 - 57.5 cm
Rugleuninghoogte	36 cm
Totaal gewicht	3,1 kg
Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	4 Stk.