

Onderstel douchezitje verrijdbaar

Art. nr.: 555200200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Van het badzitje Otter is snel een douchezitje te maken
- Onderstel met wieltjes voor meer flexibiliteit
- Aangename hoogte voor de toezichthoudende persoon
- Geschikt voor elk van de drie maten
- Robuust aluminium frame
- Parkeerrem voor de wieltjes
- Kliksysteem voor makkelijk aanbrengen en verwijderen

Technische gegevens

Artikelnummer	555200200
Kleur	wit-groen
Totale breedte	69 cm
Totale lengte	95 cm

Totale hoogte	52,5 cm
Gewicht	7 kg
Max. belasting	85 kg