

Edelstalen greep in folieverpakking

Art. nr.: 630600300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Fraai ontwerp in verschillende lengten
- Vergemakelijkt het vasthouden en opstaan in bad en wc
- Ergonomische vorm met uitgespaarde vingergreep
- Eenvoudige en snelle montage
- Levering incl. bevestigingsmateriaal
- Eenvoudig te reinigen
- Verpakt in kartonnen doos/folie

Technische gegevens

Artikelnummer	630600300
Wandafstand	7 cm
Buisdiameter	3 cm

Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	30 Stk.