

Looprek Gecko starr

Art. nr.: 700100100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Stijf, stabiel looprek van aluminium
- Ideaal voor veilig lopen
- Met één druk op een knop plaatsbesparend op te vouwen
- Hoogteverstelling maakt optimale aanpassing aan de gebruiker mogelijk
- Geen wegglijden dankzij rubberen doppen op de poten
- Laag eigen gewicht
- Gebruik boven een toiletspot mogelijk

Technische gegevens

Artikelnummer	700100100
Kleur	zilver
Totale breedte	58 cm
Totale lengte	47 cm
Totale hoogte	81 - 98.5 cm
Breedte tussen de handvatten	42,5 cm
Breedte tussen de achterpoten	52 cm

Breedte tussen de voorpoten	48 cm
Maat opgevouwen breedte	52 cm
Maat opgevouwen hoogte	84 cm
Vouwmaat diepte	12 cm
Totaal gewicht	2,4 kg
Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	4 Stk.