

Looprek Gecko reziprok

Art. nr.: 700100200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Meebewegend looprek van aluminium
- Door scharnieren is het looprek beweeglijk en biedt het de gebruiker twee steunpoten
- Ideaal voor veilige looptraining
- Met één druk op een knop plaatsbesparend op te vouwen
- Hoogteverstelling maakt optimale aanpassing aan de gebruiker mogelijk
- Geen wegglijden dankzij rubberen doppen op de poten
- Laag eigen gewicht
- Gebruik boven een toiletspot mogelijk

Technische gegevens

Artikelnummer	700100200
Kleur	zilver
Totale breedte	52 cm
Totale lengte	45.5 cm
Totale hoogte	79,5 - 97 cm
Breedte tussen de handvatten	43 cm
Breedte tussen de achterpoten	52 cm

Breedte tussen de voorpoten	49 cm
Maat opgevouwen breedte	54 cm
Maat opgevouwen hoogte	83 cm
Vouwmaat diepte	12 cm
Totaal gewicht	2,7 kg
Max. belasting	100 kg
Verpakkingseenheid	4 Stk.