

Zitschaal Trekker GT blauw

Art. nr.: 706000100



- Is goed verstelbaar
- Innovatieve wiel functie: richting vastzetten, terugloopstop, druk- en parkeerrem op alle modellen
- Stabiel en licht frame zorgt voor een veilige en veelzijdige inzetbaarheid
- Geen gereedschap nodig voor alle accessoires
- Flexibele instelmogelijkheden voor wat de individuele gebruiker nodig heeft of kan
- Ondersteunt traploos de motorische mogelijkheden en ontwikkeling
- Motiveert beweging en ondersteunt de inspanning tijdens de therapie

Technische gegevens

Artikelnummer	706000100
Kleur	blauw
Maat	S
Lichaamslengte	114 cm
Totale breedte	57 cm
Totale lengte	84 cm

Totale hoogte	38 - 47,6 cm
Breedte tussen de handvatten	33,5 cm
Breedte tussen de achterwielen	68 cm
Gewicht	10,5 kg
Max. belasting	34 kg

Zitschaal Trekker GT blauw

Art. nr.: 706000100



Accessoires



Onderarmsteun

Art. nr.:TK1035S



Onderarmsteun

Art. nr.:TK1035L



Zitharnas

Art. nr.:TK1070S



Zitharnas

Art. nr.:TK1070L



Heupgordel

Art. nr.:TK1080S



Heupgordel

Art. nr.:TK1080M



Heupgordel

Art. nr.:TK1080L



Bovenbeengordel

Art. nr.:TK1090S



Bovenbeengordel

Art. nr.:TK1090L



Enkelbandage voor Trekker

Art. nr.:TK1060S



Enkelbandage voor Trekker

Art. nr.:TK1060M



Enkelbandage voor Trekker

Art. nr.:TK1060L



Handgreep

Art. nr.:TK1045