

# Afzuigpomp VacuAide 7305 voor transport

Art. nr.: 7305P-G

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Efficiënte afzuiging is nu makkelijk
- Dankzij de traploze vacuümregeling kan de VacuAide aan iedere afzuigsituatie – zowel thuis als in de klinische praktijk – worden aangepast
- Zowel te gebruiken met een ingebouwde accu (P-versie) als via een netkabel (D-versie)
- 800ml-secretiehouder voor eenmalig gebruik is in de standaardlevering inbegrepen
- Autoclaveerbare 1200ml-bak optioneel verkrijgbaar
- De secretiehouders zijn uitgevoerd met een automatische vlottervergrendeling, zodat er geen vloeistof overstroomt in het apparaat
- Accu wordt automatisch opgeladen bij aansluiting op het stroomnet
- Gemaakt in de USA

## Technische gegevens

|                |          |
|----------------|----------|
| Artikelnummer  | 7305P-G  |
| Kleur          | zwart    |
| Totale breedte | 17.8 cm  |
| Totale lengte  | 20,3 cm  |
| Totale hoogte  | 22.9 cm  |
| Zuiging        | 27 l/min |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Luchtstroom max.   | 27 l/min      |
| Bedrijfsspanning   | 50/60 Hz      |
| Vacuüm bereik      | 80 - 550 mmHg |
| Totaal gewicht     | 2,9 kg        |
| Verpakkingseenheid | 33 Pal.       |