

Afzuigpomp VacuAide QSU 7314 voor transport

Art. nr.: 7314P-NE



- Geluidsarme werking bij een hoog zuigvermogen
- Als draagbare variant (P-versie) overal in te zetten of voor thuisgebruik (D-versie)
- Eenvoudige bediening door aan/uit-knop en vacuümdisplay met geïntegreerde draairegelaar voor traploze instelling van het zuigvermogen
- Verkrijgbaar met 800ml-secretiehouder voor eenmalig gebruik of autoclaveerbare houder van 1200ml
- Traploze vacuümregeling van 50 tot 550 mmHg en hoog zuigvermogen van 27 l/min
- De draagtas maakt bediening van het apparaat mogelijk en transport van de zuigpomp incl. accessoires en biedt een afdekbaar zichtvenster voor eenvoudige controle van de batterijlading

Technische gegevens

Artikelnummer	7314P-NE
Kleur	wit-blauw
Totale breedte	20.3 cm
Totale lengte	21,6 cm
Totale hoogte	21.1 cm
Zuiging	27 l/min

Luchtstroom max.	27 l/min
Bedrijfsspanning	50/60 Hz
Vacuüm bereik	50 - 550 mmHg
Totaal gewicht	3 kg
Verpakkingseenheid	30 Pal.