

Rollator Diamond Deluxe

Art. nr.: 745R



- Individuele rollator van aluminium met fraai ontwerp
- Met enkele handgrepen wordt de rollator een transportstoel
- Levering met zwenkbare en afneembare voetsteunen
- Montage van wielen en voetsteunen zonder gereedschap
- Met opvouwbaar textielzitting en zachte, beklede rugleuning
- De afneembare textieltas biedt extra ruimte voor persoonlijke dingen
- In hoogte verstelbare handgrepen
- Eenvoudig samen te vouwen door lus aan de zitting
- Plaatsbesparend op te bergen en eenvoudig te vervoeren
- Wieldiameter/-breedte 200/30 mm
- Levering standaard met stokhouder en textieltas

Technische gegevens

Artikelnummer	745R
Kleur	rood
Totale breedte	64 cm
Totale lengte	104.2 cm
Handvathoogte	77 - 94.5 cm
Sitzbreite	40 cm
Zitdiepte	19 cm
Zithoogte	- 54 cm
Breedte tussen de handvatten	46 cm

Breedte tussen de achterwielen	47,5 cm
Maat opgevouwen breedte	28 cm
Maat opgevouwen hoogte	100 cm
Maat opgevouwen lengte	63 cm
Totaal gewicht	10,3 kg
Gewicht	10,3 kg
Max. belasting	136 kg
Verpakkingseenheid	18 Pal.

Rollator Diamond Deluxe

Art. nr.: 745R



Accessoires




Rollatortas

Art. nr.:710000075



Rollatortas

Art. nr.:710000076



Stokhouder

Art. nr.:745002



Tas

Art. nr.:745001



Dienblad voor rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. nr.:724400200