

Rollator GoLite 200 XXL

Art. nr.: 770100100



- Brede en stabiele rollator voor maximale eisen
- Zowel binnenshuis als buitenshuis te gebruiken
- Extra grote en zachte zitting biedt comfort
- Beklede rugsteunbeugel afneembaar
- Rem met dubbele functie (remmen en parkeren)
- Ergonomische handgrepen in hoogte verstelbaar
- Lekvrije banden
- Wieldiameter/-breedte 195/50 mm
- Max. belasting van mand 5 kg
- Standaardlevering met mand, rugsteun en stokhouder

Technische gegevens

Artikelnummer	770100100
Kleur	rood
Totale breedte	78 cm
Totale lengte	71 cm
Handvathoogte	88 - 99.5 cm
Sitzbreite	46 cm
Zitdiepte	35 cm
Zithoogte	- 57 cm
Breedte tussen de handvatten	56 cm

Breedte tussen de achterwielen	55 cm
Maat opgevouwen breedte	78 cm
Maat opgevouwen hoogte	100 cm
Maat opgevouwen lengte	30 cm
Totaal gewicht	12,7 kg
Gewicht	12,7 kg
Max. belasting	200 kg
Verpakkingseenheid	10 Pal.

Rollator GoLite 200 XXL

Art. nr.: 770100100



Accessoires



Eénhandige rem

Art. nr.: 710000081



Stokhouder

Art. nr.: 710000012