



- Hoogelastisch oppervlak van HR-koudschuim voor verhoogd ligcomfort
- Basis van stabiliserend PU-schuim met intelligente snijtechniek zorgt voor verbeterde ademingsactiviteit en een aangenaam bedklimaat
- Met hielcomfortzone voor doelgerichte drukverdeling in het hielgebied
- Inzetbaar bij een licht tot hoog risico op decubitus en ook ondersteunend bij decubitustherapie (cat. 1-4*)

Belangrijk

*bij personen die hun ligpositie zelf of met hulp regelmatig kunnen veranderen!

Technische gegevens

Artikelnummer	820100200
Kleur	blauw
Totale breedte	90 cm
Totale hoogte	14 cm
Aantal densiteitslagen	2

Nutzergewicht	30 - 140 kg
Totaal gewicht	11 kg
Max. belasting	140 kg
Verpakkingseenheid	10 Pal.