



- Ligoppervlak van speciaal, zeer zacht softschuim
- Middelste laag van passief werkend, visco-elastisch speciaal schuim
- Basis van stabiliserend HR-koudschuim
- Ook geschikt voor cachexiepatiënten
- In te zetten bij een licht tot zeer hoog risico op decubitus, en ook ondersteunend bij decubitus-therapie (cat. 1-4*)
- Bij decubitusgraad 4 in het sacrale gebied kan een verzorging met MED AIRE FlexWave zinvol zijn

Belangrijk

*bij personen die hun ligpositie zelf of met hulp regelmatig kunnen veranderen!

Technische gegevens

Artikelnummer	820100300
Kleur	blauw
Totale breedte	90 cm
Totale hoogte	16 cm
Aantal densiteitlagen	3

Raumgewicht	40 50 50 kg ³
Nutzergewicht	20 - 135 kg
Totaal gewicht	13 kg
Max. belasting	135 kg
Verpakkingseenheid	10 Pal.