

# Standaardrolstoel Rotec XL

Art. nr.: 900100850



- Eenvoudige en traploze instelling van korte of lange armsteunen
- Zithoogteverstelling in drie standen in standaarduitvoering van 51 cm tot 56 cm voor maximaal comfort
- Beenlengte traploos verstelbaar (39 - 48 cm)
- Voetplaten in vijf standen aan te passen
- Wielbasisverlenging is mogelijk
- Rugbekleding in hoogte verstelbaar voor optimale zitpositie
- Verkrijgbaar in drie zitbreedten: 51, 56 en 61 cm
- Handgrepen voor de begeleider zijn in hoogte verstelbaar
- Met dubbele dwarsstang voor meer veiligheid
- Standaard steekas
- Optioneel verkrijgbaar met trommelrem

## Technische gegevens

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikelnummer    | 900100850     |
| Kleur            | zwart-grijs   |
| Trommelremme     | No            |
| Totale breedte   | 71 cm         |
| Totale lengte    | 107 cm        |
| Totale hoogte    | 95 - 107.5 cm |
| Sitzbreite       | 51 cm         |
| Zitdiepte        | 47 cm         |
| Zithoogte        | 51 - 56 cm    |
| Rugleuninghoogte | 43.5 - 50 cm  |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hoogte armleuning            | 23 cm       |
| Breedte tussen de armlegger  | 0 cm        |
| lengte verstelling voetplaat | 39 - 48 cm  |
| Hoek van voetplaat           | 32 °        |
| Afmetingen aandrijfwiel      | 24" 1 3/8"  |
| Afmetingen voorwiel          | 200 x 50 cm |
| Maat opgevouwen breedte      | 30 cm       |
| Totaal gewicht               | 22,2 kg     |
| Max. belasting               | 190 kg      |
| Verpakkingseenheid           | 8 Pal.      |

## Accessoires



**Bekkengordel XL**

Art. nr.:900300321



**Remhendel-verlenging**

Art. nr.:900300110



**Stompsteen**

Art. nr.:900300180



**Stompsteen**

Art. nr.:900300190



**Stokhouder voor rolstoelen**

Art. nr.:900300311



**PU-wiel 150 x 35 mm met wielvork**

Art. nr.:900300340



**Zuurstoffleshouder voor rolstoelen**

Art. nr.:900300350



**?Therapietafel Universal?**

Art. nr.:900300309



**In hoogte en lengte verstelbare armleuning**

Art. nr.:900300101