

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910500100



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuning kan worden weggedraaid
- In hoek verstelbare (0° - 30°) en opklapbare voetenplank standaard
- Beensteun in vijf standen in hoogte verstelbaar
- Beklede rugleuning en zittingbedekking
- Versterkt aluminium frame voor optimale stabiliteit
- Aluminium fietsstuur met hoogteverstelling in drie standen
- Zithoogteverstelling van 46 tot 52 cm in drie standen mogelijk
- Wielbasisverlenging is mogelijk
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijfwiel
- Standaard steekas voor een snelle wielmontage of -demontage
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssystemen
- De Litec 2G met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Litec 2G zijn compatibel met iedere Ecotec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec en Multitec

Technische gegevens

Artikelnummer	910500100
Kleur	zwart-grijs
Total breedte	56 cm
Trommelremme	No
Totale breedte	56 cm
Totale lengte	104 cm
Totale hoogte	87 - 92 cm
Sitzbreite	38 cm
Zitdiepte	42 cm
Zithoogte	47 - 52 cm

Rugleuninghoogte	42 cm
Rugleuninghoek	4 °
Hoogte armleuning	23.5 cm
lengte verstelling voetplaat	36 - 44 cm
Afmetingen aandrijfwiel	24" x 1 3/8"
Afmetingen voorwiel	190 x 38 cm
Maat opgevouwen breedte	30 cm
Totaal gewicht	13,6 kg
Max. belasting	125 kg
Verpakkingseenheid	8 Pal.

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910500100

drive


DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321



Infuushouder voor rolstoelen

Art. nr.:STDS820



Rollatortas

Art. nr.:710000075



Rollatortas

Art. nr.:710000076



In hoogte en lengte verstelbare armleuning

Art. nr.:900300100




Kantelhulp

Art. nr.:900300120



Kantelhulp

Art. nr.:900300121




Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300170



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300171



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300172



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Stokhouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300311



Hoofdsteun voor rolstoelen

Art. nr.:900300330

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910500100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350



Eénhandrem voor begeleider

Art. nr.:900500767



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Thermo-rolstoelkussen

Art. nr.:RT-CU009



Handmof

Art. nr.:RT-Handmuff