

Compressorvernevelaar AirForce One

Art. nr.: MQ5890-EU

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Compacte compressorvernevelaar voor een betrouwbare en voordelige aerosoltherapie
- Eenvoudige ingebruikname en bediening door de gebruiker
- Betrouwbaar en voordelig therapieapparaat
- Geschikt voor dagelijks gebruik
- Geluidsarm
- 2 jaar garantie
- Geïntegreerde draaggreep voor extra comfort
- Vele accessoires en opbergtas bij de levering inbegrepen
- Zowel voor kinderen als volwassenen geschikt

Technische gegevens

Artikelnummer	MQ5890-EU
Kleur	wit
Totale breedte	14 cm
Totale lengte	19 cm
Totale hoogte	9 cm
Aerosolafgifte	0,45 ml
Luchtstroom max.	5.1 l/min

Verstuiver	0,3 ml/min
Deeltjesgrootte MMAD	< 5 µm
Bedrijfsspanning	50 Hz
Geluidsdruk niveau (dba)	52 dba
Gewicht	1,5 kg
Gewicht zonder accessoires	1,5 kg
Verpakkingseenheid	4 Stk.