

Pneumatisch zuurstofbesparingssysteem Bonsai

Art. nr.: OM-824



- Potentiële besparing in verhouding tot 6:1
- 7 instellingen in pulsmodus
- 2 l/min bij continue flow
- Onderhoudsvrij
- Licht en compact
- Werkt zonder batterij
- Voordelig en efficiënt
- Hoog ademprequentiebereik tot 40 BPM bij gelijkblijvende bolushoeveelheid, om risico op desaturatie bij activiteit van de patiënt te verkleinen

Technische gegevens

Artikelnummer	OM-824
Kleur	zwart
Totale breedte	6.5 cm

Totale hoogte	6.5 cm
Connector	G3/4. DIN ISO 477 Nr. 9
Totaal gewicht	300 g

Pneumatisch zuurstofbesparingssysteem Bonsai

Art. nr.: OM-824

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Trolley voor zuurstoffles

Art. nr.:210000001



Tas voor zuurstoffles

Art. nr.:EX3000D-651