

Elektronisch zuurstofbesparingssysteem Evolution

Art. nr.: OM-924



- Potentiële besparing in verhouding tot 5:1
- 7 instellingen in Demand Modus
- 2 l/min bij Continuous Flow
- Licht en compact
- Voordelig en efficiënt
- Hoog ademfrequentiebereik tot 40 BPM bij gelijkblijvende bolushoeveelheid, om risico op desaturatie bij activiteit van de patiënt te verkleinen
- Reageert zowel op zwakke als krachtige inademing, dus geschikt voor breed scala aan patiënten
- Automatische uitschakeling indien niet gebruikt, dus langere levensduur van batterij
- Evolution Motion met geïntegreerde bewegingssensor voor detectie van patiëntactiviteit
- Hoge levensduur van de batterij

Technische gegevens

Artikelnummer	OM-924
Kleur	zwart
Totale breedte	7.9 cm

Totale hoogte	6.4 cm
Connector	G3/4. DIN ISO 477 Nr. 9
Totaal gewicht	600 g

Elektronisch zuurstofbesparingssysteem Evolution

Art. nr.: OM-924



Accessoires



Trolley voor zuurstoffles

Art. nr.:210000001



Tas voor zuurstoffles

Art. nr.:EX3000D-651