

Rollator Tri Walker

Art. nr.: TW011R

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Binnen en buiten te gebruiken
- Makkelijk te vervoeren
- Ergonomische handgrepen in hoogte verstelbaar
- Passieve verlichting achter en voor
- Standaardlevering met mand en dienblad

Technische gegevens

Artikelnummer	TW011R
Kleur	rood
Totale breedte	61 cm
Totale lengte	60 cm
Handvathoogte	84.5 - 94.5 cm
Zithoogte	- cm
Breedte tussen de handvatten	37 cm
Breedte tussen de achterwielen	51 cm

Maat opgevouwen breedte	25 cm
Maat opgevouwen hoogte	82,5 cm
Maat opgevouwen lengte	65 cm
Totaal gewicht	6,9 kg
Gewicht	6,2 kg
Gewicht zonder accessoires	6,2 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	12 Pal.

Rollator Tri Walker

Art. nr.: TW011R



Accessoires



Eénhandige rem

Art. nr.:710000081



Mand

Art. nr.:710500007



Dienblad

Art. nr.:710500006



Tas

Art. nr.:710500005