

NEU

Rollator **Diamond Deluxe**


Rollator und Transportstuhl in einem



- ▶ Mit wenigen Handgriffen wird der Rollator durch Anbau von Fußstützen zum Transportstuhl
- ▶ Lieferung mit schwenkbaren Fußstützen
- ▶ Werkzeugfreies montieren der Räder und der Fußstützen
- ▶ Mit faltbarem Stoffsitze und weicher gepolsterter Rückenlehne
- ▶ Die abnehmbare Stofftasche bietet zusätzlich Platz für persönliche Dinge
- ▶ Mehr Stabilität und Sicherheit durch Querverstrebungen unter dem Sitz
- ▶ Höhenverstellbare Handgriffe
- ▶ Faltbar für die platzsparende Lagerung und einfachen Transport
- ▶ Lieferung in attraktiver und kundenfreundlicher Verkaufsverpackung zum Mitnehmen



Bleibt zusammengeklappt stehen



Rad einfach aufstecken



Attraktive Verkaufsverpackung

Abmessungen

| | |
|---|--------------|
| Länge gesamt (A) | 740 mm |
| Länge gesamt mit Fußstützen | 1042 mm |
| Breite gesamt (B) | 640 mm |
| Breite zwischen Hinterrädern (E) | 460 mm |
| Handgriffe verstellbar von...bis... (C) | 770 – 945 mm |
| Sitzhöhe (F) | 540 mm |
| Sitzfläche | 400 / 190 mm |
| Raddurchmesser/-breite | 200 / 30 mm |

Gewicht

| | |
|-----------------------|---------------|
| ohne / mit Fußstützen | 8,8 / 10,3 kg |
|-----------------------|---------------|

Max. Belastungen

| | |
|---------------------------|--------|
| Max. Belastung Rahmen | 136 kg |
| Zuladung Stofftasche max. | 5,0 kg |

| | |
|-------|--------------|
| Farbe | Rot-Metallic |
|-------|--------------|

Bestellnummer

| | |
|--------------------------------|------|
| Rollator Diamond Deluxe | 745R |
|--------------------------------|------|

