

MOBILITÄT IMMER UND ÜBERALL



Extra verstärkte
Vorderradgabel

Verstärkte
Doppelkreuzstrebe

Scheibenbremsen
optional



Rollstuhl **Sentra XXL**

Mobilität im Großformat

- Rahmen aus speziell gehärtetem Stahl
- Greifreifen und Beinstützen verchromt
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- Hochschwenkbare Aluminium-Fußplatten mit Fersenbändern
- PU-Lenkrad, 200 x 50 mm
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Verstärkte 24"- Antriebsräder
- Abnehmbare Armlehnen
- Optional mit Scheibenbremse für Begleitperson erhältlich

Produkt		
Sitzbreite	71 cm	76 cm
ohne Scheibenbremse	STD28DDA-SF	STD30DDA-SF
mit Scheibenbremse	STD28DDA-DB	STD30DDA-DB

Technische Daten		
Sitzbreite	71 cm	76 cm
Gesamtbreite	94 cm	99 cm
Gesamtlänge	119 cm	119 cm
Gesamthöhe	99 cm	99 cm
Sitzhöhe	48 - 50 cm	48 - 50 cm
Sitztiefe	50 cm	50 cm
Rückenlehne Höhe	46 cm	46 cm
Fußstützen Länge	40 - 48 cm	40 - 48 cm
Faltmaß	119 x 32 x 99 cm	119 x 33 x 99 cm
Gesamtgewicht	46 kg	46,5 kg
Max. Belastung	320 kg	320 kg